

	Classe e descrizione del documento Scheda Tecnica di Prodotto	STP N° 00906	Emessa il 07/06/2018
		Rev. N°00	
PRODOTTO: ELETTROEMANATORE PIASTRINE + 10 PIASTRINE		Foglio 1 di 1	

1. Categoria Prodotto	1.1	Elettroemanatore piastrine ad azione zanzaricida + 10 piastrine	
2. Articolo Distinta Base	2.1	00906	
3. Articolo Vendita	3.1	00906	
4. Distributore	4.1	BERGEN s.r.l. 37060 Castel D’Azzano (VR)	
5. Destinazione D’uso	5.1	FULMINE MAT contiene un piretroide che agisce contro la zanzara comune e tigre. Non sporca non lascia ceneri.	
6. Istruzioni per l’uso	6.1	Disporre una piastrina sull’apposito fornello riscaldatore, quindi allacciare ad una presa di corrente a 220 V. In pochi minuti il prodotto inizia la sua azione mantenendosi efficace per 8-10 ore. La piastrina esaurita diventa bianca e va sostituita con una nuova di colore azzurro.	
7. Composizione	7.1	d-trans-Alletrina mg. 17,30	
	7.2	Piperonil butossido mg. 4,00	
	7.3	Eccipienti e supporto inerte q.b. a mg. 780,00	
8. Dati Analitici Base	8.1	Aspetto	Liquido Limpido
	8.2	Colore	Trasparente
	8.3	Profumo	Caratteristico
9. Indicazioni di pericolo	9.1	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	
10. Consigli di Prudenza	10.1	In caso di consultazione di un medico tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l’etichetta prima dell’uso. Non disperdere nell’ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.	
11. Confezionamento	11.1	Elettroemanatore	Marcatura CE – 110W – 240V
	11.2	Ricarica	1 posto
	11.3	Astuccio 1 posto	1 posto EAN 8007675731064
12. Avvertenze	12.1	<ul style="list-style-type: none"> • Non contaminare alimenti bevande o recipienti atti a contenerne. • Non toccare l’apparecchio quando è in funzione. • Non usare in luoghi chiusi • Se il prodotto viene usato a finestre chiuse areare il locale prima di soggiornarvi nuovamente. • E’ sconsigliata l’esposizione continua a persone sensibili (bambini asmatici ecc.) 	

STATO	RESPONSABILE	FUNZIONE	DATA
Approvato	Valentina Poltronieri	Laboratorio CQ	07/06/2018

	Classe e descrizione del documento Scheda Tecnica di Prodotto	STP N° 00906	Emessa il 07/06/2018
		Rev. N°00	
PRODOTTO: ELETTROEMANATORE PIASTRINE + 10 PIASTRINE		Foglio 1 di 2	

		<ul style="list-style-type: none"> Dopo l'applicazione e in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente con acqua. Non tenere l'elettromanatore a contatto con tessuti, carta o materiali combustibili 	
13 Palettizzazione	13.1	N° Pezzi per cartone	12
	13.2	N° Cartoni per piano	19
	13.3	N° Piani da incrociare	9
	13.4	N° totale Cartoni x pallet	171
	13.5	N° totale pezzi per bancale	2.160
	13.6	Codice ITF 14	08007675731064
	13.7	Dimensioni Imballo	26,5*20,7*143 (bxpxh)
	13.8	Peso Imballo	Kg – 1,0
14. Note	14.1	Presidio Medico Chirurgico Registrazione Ministero della Salute n°20261.	
	14.2	Disponibile scheda di sicurezza	

STATO	RESPONSABILE	FUNZIONE	DATA
Approvato	Valentina Poltronieri	Laboratorio CQ	07/06/2018