


FRESH & CLEAN MILLEUSI DISINFETTANTI POCKET 12 x 12
Descrizione del prodotto

F&C SALVIETTINE DISINFETTANTI POCKET 12. PMC. Imballo da 12 pz. Nuovo testo per avvertenze.INDICAZIONI: Disinfezione rapida della cute delle mani, del viso e delle varie parti del corpo, e in tutte quelle situazioni in cui non sia disponibile l'acqua e sia necessaria un'azione disinfettante. Indicate anche prima di iniezioni intramuscolari. Fresh&Clean salviettine umidificate milleusi disinfettanti sono utili in casa e fuori. Composizione della soluzione nelle salviettine: Principio attivo: Clorexidina Digluconato 0,5 g/100 g. Eccipienti, g. Contiene: Geraniol, Citral, Limonene. Ogni salviettina è impregnata con almeno 2,1 ml di soluzione. MODALITA' D'USO: Strofinare accuratamente con la salviettina la zona cutanea che si vuole trattare e lasciare asciugare all'aria. Tempo di contatto 60 sec. AVVERTENZE Non utilizzare su cute lesa o mucose. Non utilizzare vicino agli occhi. Fresh&Clean Milleusi Disinfettanti può provocare ustioni chimiche nei neonati, soprattutto quelli nati prematuramente. Usare con cautela. Solo per uso esterno. RICHIUDERE ACCURATAMENTE LA CONFEZIONE DOPO L'USO. Validità 36 mesi. Officine di produzione: Conter S.r.l. - Lodi Vecchio (LO) Servizio consumatori: Viale Europa, 12 - 26855 Lodi Vecchio (LO) - Made in Italy Presidio Medico Chirurgico Registrazione n. 18918 Min Sal.

Descrizione in fattura	F & C D I S I N F E T T A N T E P O C K E T 1 2 X 1 2													
Codice prodotto standard														
Bar code confezione standard	8	0	0	2	3	4	0	0	1	2	5	0	9	
Unità di consumo per cartone			1	4	4									
Numero di confezioni per cartone			1	2										
Idrati per cartone in litri														
Anidri per cartone in litri														
Confezione: dimensioni in mm L/P/A		1	5	0			2	5			7	0		
Confezione: peso in grammi				5	7									
Codice ITF cartone standard	0	8	0	0	2	3	4	0	8	0	8	5	2	2
Dimensioni esterne crt imballo standard in mm L/P/A		2	7	5		1	9	7			9	6		
Peso in kg del cartone di prodotto finito standard	0	,	8	3	0									
Volume in dm3 del cartone di prodotto finito standard	5	,	2	0	1									
Composizione pallet crt stand x piano/n° piani/crt tot/h mm	1	6	1	0	1	6	0	1	1	1	0			