
	Classe e descrizione del documento <b>Scheda Tecnica di Prodotto</b>	STP N° 00131	Emessa il 07/06/2018
		Rev. N°00	
<b>PRODOTTO: RICARICA LIQUIDO 45 NOTTI</b>		Foglio 1 di 1	


<b>1. Categoria Prodotto</b>	<b>1.1</b>	Ricarica liquido 45 notti	
<b>2. Articolo Distinta Base</b>	<b>2.1</b>	00131	
<b>3. Articolo Vendita</b>	<b>3.1</b>	00131	
<b>4. Distributore</b>	<b>4.1</b>	BERGEN s.r.l. 37060 Castel D'Azzano (VR)	
<b>5. Destinazione D'uso</b>	<b>5.1</b>	<p>Insetticida liquido per elettroematore attivo contro la zanzara comune e tigre degli ambienti domestici.</p> <p>Utilizzato con apposito elettroematore FILMINE LIQUID è efficace nei confronti delle zanzare e degli altri insetti volanti, nocivi e molesti presenti nei locali e nelle abitazioni. Non emette fumi, non lascia ceneri e diffonde nei locali un gradevole profumo.</p>	
<b>6. Istruzioni per l'uso</b>	<b>6.1</b>	<p>Inserire il contenitore di Fulmine Liquid nell'apposito elettroematore e collegare alla presa di corrente a 230V. Mettere in funzione l'elettroematore e tenerlo acceso per il periodo in cui si rende necessaria la sua azione. Terminato l'uso, spegnere l'apparecchio senza rimuovere il contenitore del prodotto; il dispositivo è così pronto per usi successivi. Un flacone è sufficiente per una stanza di normali dimensioni e se usato 8 ore al giorno, dura fino a 45 notti; Questo apparecchio non è adatto per essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che ci sia una sorveglianza o un insegnamento all'utilizzo dell'apparecchio da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza.</p> <p>I Bambini devono essere sorvegliati in modo che NON possano giocare con l'apparecchio.</p> <p>L'apparecchio deve essere utilizzato unicamente con il mezzo di vaporizzazione raccomandato. L'uso di altre sostanze può dare origine a un rischio tossico o di incendio.</p> <p>L'apparecchio presenta superfici calde per consentire l'evaporazione degli elementi attivi; queste superfici non devono essere toccate durante l'uso.</p>	
<b>7. Composizione</b>	<b>7.1</b>	PRALLETRINA 1,088 GR	
	<b>7.2</b>	CONFORMULANTI q.b.a. 100GR	
<b>8. Dati Analitici Base</b>	<b>8.1</b>	Aspetto	Liquido Limpido
	<b>8.2</b>	Colore	Tasparente
	<b>8.3</b>	Profumo	Caratteristico
<b>9. Indicazioni di pericolo</b>	<b>9.1</b>	<p>Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.</p>	

STATO	RESPONSABILE	FUNZIONE	DATA
Approvato	Valentina Poltronieri	Laboratorio C.Q.	07/06/2018

	Classe e descrizione del documento <b>Scheda Tecnica di Prodotto</b>	STP N° 00131	Emessa il 07/06/2018
		Rev. N°00	
<b>PRODOTTO: RICARICA LIQUIDO 45 NOTTI</b>		Foglio 1 di 2	

<b>10. Consigli di Prudenza</b>	<b>10.1</b>	In caso di consultazione di un medico tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente. Non mangiare, non bere non fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, in caso di contatto con gli occhi sciacquare accuratamente. In caso di ingestione consultare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.	
<b>11 . Confezionamento 30ml</b>	<b>11.1</b>	Flacone	PET
	<b>11.2</b>	Astuccio 1 posto	1 posto EAN 8007675023282
	<b>11.3</b>	Cartone	
<b>12. Avvertenze</b>	<b>12.1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non contaminare alimenti bevande o recipienti atti a contenerne.</li> <li>• Non ingerire</li> <li>• In caso di contatto con la pelle , lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone</li> <li>• Non toccare l'apparecchio quando è in funzione.</li> <li>• Non è consentito il funzionamento dell' apparecchio durante la permanenza in ambienti chiusi.</li> <li>• Se il prodotto viene usato a finestre chiuse areare il locale prima di soggiornarvi nuovamente.</li> <li>• E' sconsigliata l'esposizione continua a persone sensibili (bambini asmatici ecc. )</li> <li>• Non tenere l' elettroematore a contatto con tessuti, carta o materiali combustibili in genere.</li> </ul>	
<b>13 Palettizzazione</b>	<b>13.1</b>	N° Pezzi per cartone	24
	<b>13.2</b>	N° Cartoni per piano	26
	<b>13.3</b>	N° Piani da incrociare	10
	<b>13.4</b>	N° totale Cartoni x pallet	260
	<b>13.5</b>	N° totale pezzi per bancale	6.240
	<b>13.6</b>	Codice ITF 14	08007675023282
	<b>13.7</b>	Dimensioni Imballo 24 Pz.	15,5*20,6*18,5 (bxpxh)
	<b>13.8</b>	Peso Imballo 24Pz.	Kg – 1,9

STATO	RESPONSABILE	FUNZIONE	DATA
Approvato	Valentina Poltronieri	Laboratorio C.Q.	07/06/2018

	Classe e descrizione del documento <b>Scheda Tecnica di Prodotto</b>	STP N° 00131	Emessa il 07/06/2018
		Rev. N°00	
<b>PRODOTTO: RICARICA LIQUIDO 45 NOTTI</b>		Foglio 1 di 3	

		
<b>14. Note</b>	<b>14.1</b>	Presidio Medico Chirurgico Registrazione Ministero della Salute n°20261.
	<b>14.2</b>	Disponibile scheda di sicurezza

STATO	RESPONSABILE	FUNZIONE	DATA
Approvato	Valentina Poltronieri	Laboratorio C.Q.	07/06/2018